



ردیف	نام تست	نام اختصاری	نوع نمونه	نحوه نمونه گیری
۱	Lupus anti-coagulant		پلاسمای سیتراسته	فریز
۲	ACTH Adrenocorticotropic Hormone	corticotropin	پلاسمای EDTA	بعد از خونگیری نمونه پلاسما باید سریعاً جدا شود.
۳	Blood amino acid (Amino Acid Screening) (HPLC)		پلاسمای EDTA	بعد از خونگیری نمونه پلاسما باید سریعاً جدا شود.
۴	EBV DNA PCR	عفونت های مونوکلوئید	پلاسمای EDTA - CSF - خون کامل	حداقل ۳ تا ۵ ML ، تستهای همراه DNA EXTRACTIN
۵	EBV DNA Quntitive	EBV Quantitive (CBC & PE)	پلاسمای EDTA - CSF - خون کامل	حداقل ۳ تا ۵ ML
۶	Tacrolimus		خون کامل EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC
۷	Protein c	Pro c (pc)	پلاسمای سیتراسته	فریز
۸	Protein s	Pro s (ps)	پلاسمای سیتراسته	فریز
۹	Anti Thrombin III	Anti Thrombin III (P.C)	پلاسمای سیتراسته	فریز
۱۰	Factor v III	Factor v III (PC)	پلاسمای سیتراسته	
۱۱	Factor VIII inhibitor	Factor VIII inhibit (pc)	پلاسمای سیتراسته	
۱۲	Factor XIII Activity	F XIII active (p.c)	پلاسمای سیتراسته	
۱۳	Factor XIII PCR	Factor XIII PCR (CBC)	خون کامل EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC
۱۴	Factor XIII (Quali) (urea lysis Test % ۵)	Factor XIII PC	پلاسمای سیتراسته	
۱۵	Amino Acids Screening (HBC)	Amino acid (HPLC) (PE)	پلاسمای و فریز شده EDTA	
۱۶	Isohemagglutinin	Isohemagglutini B (s) & (CBC)	سرم و (CBC) همزمان باهم	
۱۸	Warfarin M.PCR		WB EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC
۱۹	HLA تمامی		WB EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC
۲۰	مارکرها CD		به همراه فرم فلوسایتومتری - WB EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC
۲۱	PBS (flow)		لام خون محیطی	خون کامل CBC
۲۲	Panel floctometry		پنل فلوسایتومتری خون کامل - EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC
۲۳	Pb	سرب		خون کامل ۲ لوله CBC - فرم فلزات سنگین
۲۴	Von willebrand factor Ag	Von will factor Ag (pc)	پلاسمای سیتراسته	
۲۵	Von Willebrand factor (Recoaf ۱ mg rist)	Vwf act (Reciaf ۱ mg rist)	پلاسمای سیتراسته	
۲۶	vita b۱	(thiamin) CBC F	خون کامل EDTA	خون کامل ۲ لوله CBC - زمان انجام ۳۰ روزه
۲۷	vita b۶	vit b۶ (s)	سرم	خون کامل ۲ لوله CBC - زمان انجام ۲۰ روزه

نحوه خونگیری و ارسال :

- * دراز کش (Supine) نشسته - Renin (upring) - فریز شده همراه با یخ خشک Edta و نمونه پلاسما
- * دراز کش (Supine) نشسته - Aldostron (upring) - فریز شده همراه با یخ خشک Edta و نمونه پلاسما